



ZenSetiv Silicone Plaster with split
ZenSetiv Silikon Pflaster mit Einschnitt
ZenSetiv Siliconenpleisters met split

REF ASR275 / ASR2100



EN: Instructions

Introduction:

The ZenSetiv non-sterile silicone plaster with split is a self-adhesive dressing which can be used around a surgically made, temporary or permanent, body opening (called a stoma), where covering is required. The stoma may be used to pass devices into the body, such as swabs, catheters, or gastro tubes for example, and a plaster to cover the surrounding area may be applied, if that is the decision of the attending physician.

Applications

The split allows a gentle encirclement around stoma entrances. The central island of viscose material will absorb and retain any secretions. The silicone coated polyurethane foam will adhere the plaster to the skin. It is non-irritant and easy to remove.

Method of use

- Clean the skin with water if necessary
- Avoid the use of alcohols, sprays or creams etc.
- Remove one side of the release film that covers the adhesive
- Position the silicone plaster using the split as a positioning aid. The silicon plaster can simply be fixed around the stoma and any tubing that has been inserted, to make a snug fit.
- Remove the other side of the release film and stick the plaster to the skin
- Secure the plaster by rubbing it gently

Ingredients:

Viscose, skin-friendly silicone gel, laminated on a flexible polyurethane foam.



Caution:

The silicone plasters are for single use only. Re-use can lead to cross-contamination. ZenSetiv silicone plasters should not be used by anyone with a known sensitivity to either silicone, polyurethane or viscose.

DE: Gebrauchsanweisung

Beschreibung:

Die nicht sterilen ZenSetiv Silikonpflaster mit Einschnitt, Gebrauchsfertig mit Schlitz- und Lochstanzung, eignen sich zum Abdecken medizinischer Zugänge wie Katheter, Kanülen, Sonden, Drainagen auf der Haut wenn der behandelnde Arzt entscheidet, einen nicht-sterilen Verband einzusetzen.

Der Einschnitt ermöglicht ein sanftes umschließen der medizinischen Zugänge. Auf Grund der selbstklebenden Silikon Beschichtung sind die Silikonpflaster überaus hautfreundlich, nicht reizend, und leicht zu entfernen.

Das Polyurethan-Schaumkissen kann kleine Mengen (Wund)-Flüssigkeiten aufnehmen.

Anwendungsgebiete:

ZenSetiv selbsthaftende Silikonpflaster mit Einschnitt sind selbstklebende Verbände zum Schutz von medizinischen Zugängen wie Katheter, Kanülen, Sonden etc.

Anwendung

- Die Haut mit Wasser reinigen
- Die Anwendung von Alkohol, Äther, fettenden Crèmes etc. ist zu vermeiden.
- Den ersten Teil der Schutzfolie an der Rückseite des Pflasters entfernen
- Das Pflaster richtig positionieren und leicht andrücken. Durch den Einschnitt kann das Pflaster einfach an den medizinische Zugang herangebracht werden.
- Den zweiten Teil der Schutzfolie des Silikon Pflasters entfernen und anbringen
- Das Pflaster gut andrücken

Verwendete Materialien:

Viskose, Hautfreundliches Silikongel, laminiert auf einem flexiblen Polyurethanschaum



Achtung:

Die Silikonpflaster können nur einmalig angewendet werden. Eine Wiederverwendung kann zu Kreuzkontaminationen führen. ZenSetiv Silikon Pflaster sollte nicht von Personen mit bekannter Überempfindlichkeit zu Silikon, Polyurethan oder Viskose verwendet werden.

NL : Gebruiksaanwijzing

Beschrijving

De ZenSetiv Siliconenpleisters met split zijn uitstekend geschikt voor het afdekken van de insteekopening van drains, sondes en katheters. Het soepele en sluitende splitgaas vormt zich, met behulp van de opening aan het uiteinde van de split, passend rond de drain, sonde of katheter. De pleisters hebben een huidvriendelijke siliconen kleeflaag en bevatten bovendien een absorberend schuimverband dat kleine hoeveelheden (wond)vocht kan absorberen en vasthouden.

Toepassing:

ZenSetiv Siliconenpleisters met split zijn zelfklevende verbandmiddelen die bescherming bieden aan insteekopeningen van drains, sondes en katheters.

Gebruiksaanwijzing:

- Reinig eerst zo nodig de huid rondom de insteekopening van de drain, sonde of katheter
- Vermijd eventueel gebruik van alcohol, ether, vette crèmes etc.

- Verwijder een gedeelte van de beschermfolie van de pleister.
- Breng de pleister in de juiste positie. Met behulp van de split kan de opening tot aan de drain, sonde of katheter gebracht worden
- Breng de pleister op de huid aan
- Verwijder vervolgens het andere gedeelte van de beschermfolie van de pleister
- Breng de rest van de pleister op de huid aan
- Wrijf de pleister aan

Ingrediënten:

Viscose, huidvriendelijke siliconen, gelamineerd op een flexibel polyurethaanschuim.



Waarschuwing:

De siliconenpleisters kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. Hergebruik kan leiden tot kruisbesmetting. Siliconenpleisters mogen niet worden gebruikt door personen met een bekende overgevoeligheid voor een van de volgende bestanddelen: siliconen, polyurethaan of viscose.