

## FlowAssist <sup>CE</sup>



- ✓ Optimale bescherming van de huid door de unieke FlowAssist
- ✓ Eenvoudig aan te brengen rondom de stoma
- ✓ Output loopt via de FlowAssist beter in het stoma opvangmateriaal


### **Productomschrijving**

De FlowAssist is een unieke beschermring. Deze bestaat uit hydrocolloid en heeft een siliconen lipje, dit wordt de FlowAssist genoemd. De FlowAssist zorgt ervoor dat de output zonder problemen in het stoma opvangmateriaal terecht komt. Hierdoor is de kans op lekkage minimaal.

## Gebruiksadvies

### 1. Optimale conditie van de huid


De FlowAssist zorgt ervoor dat output zonder problemen het stoma opvangmateriaal inglijdt (afbeelding 1). Hierdoor heeft output in principe geen kans om in contact te komen met de huid.



Afbeelding 1

### 2. Eenvoudig in gebruik


De beschermring met FlowAssist is makkelijk aan te brengen rondom de stoma (afbeelding 2).



Afbeelding 2

### 3. Betrouwbaar en zeker

Door de unieke FlowAssist is er een betrouwbare en zekere aansluiting van de beschermring met het stoma opvangmateriaal (afbeelding 3).



Afbeelding 3

Voor instructiefilmpje kijk op [www.wellform.nl](http://www.wellform.nl)

Product	FlowAssist
Inhoud	10 stuks
Artikelcode medium (stomamaat tussen 23 en 30 mm)	OFA-M
Artikelcode large (stomamaat tussen 30 en 40mm)	OFA-L

## Waarschuwing:

 Lees voor gebruik eerst de gebruiksaanwijzing van de fabrikant (zie verpakking)

Indien er irritatie of ongemak optreedt stop dan onmiddellijk met het gebruik van de beschermring en raadpleeg de stomaverpleegkundige of een zorgprofessional.